


Termômetro auricular de infravermelhos

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA FUTURAS CONSULTAS.

Caro Cliente, obrigado por escolher o nosso produto!

Todos os termômetros Pic Solution são produzidos com a mais avançada tecnologia e sujeitos a rigorosos controles de qualidade, em conformidade com a legislação da UE, de modo a garantir um nível máximo de qualidade e precisão. Não utilize este dispositivo para tomar decisões de vida ou morte ou para aplicações de segurança. Em caso de dúvida ou aumento da temperatura corporal, consulte o seu médico.



Finalidade: O termômetro auricular de infravermelhos mede o calor de infravermelhos produzido pelo tímpano e pelo tecido circundante, de modo a refletir a temperatura corporal do paciente. Operador do termômetro: Idade mínima de 11 anos (experimentado durante 5 anos com leituras intensivas) e sem idade máxima.

COMO MEDIR A TEMPERATURA

Ligação do dispositivo e medição da temperatura

1. Prima o botão "ON/MEM" (ver figura 1), o termômetro fica pronto a usar quando o símbolo para de piscar e se ouvem dois breves bips.

2. Medição da temperatura no ouvido

2.1 Puxe suavemente a orelha para trás para alinhar o canal auditivo e introduza cuidadosamente a sonda no canal. Oriente a sonda para a membrana do tímpano, de modo a obter a leitura mais precisa (fig. 2).

• Para crianças com menos de dois anos de idade, puxe suavemente a orelha para trás.
• Para crianças com mais de dois anos de idade e para adultos, puxe suavemente a orelha para cima e para trás.

2.2 Prima e mantenha a pressão no botão "MEASURE" até ouvir um bip. Retire a sonda do ouvido e leia a temperatura no visor.

2.3 Medição seguinte: Após dois bips, o símbolo para de piscar, indicando que o dispositivo está pronto para a próxima medição.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- O termômetro tende a compensar a leitura da temperatura auricular de acordo com a temperatura ambiente. Para que a leitura seja o mais precisa possível, o termômetro deve ser colocado no local onde será usado, a uma temperatura ambiente estável, pelo menos 15 minutos antes da sua utilização. A pessoa a quem se pretende medir a temperatura deverá estar também no mesmo local pelo menos 5 minutos antes da leitura. Durante a medição, certifique-se de que o utente e o termômetro não se encontram diretamente expostos a calor, luz solar ou ar condicionado.
- Antes da leitura, certifique-se de que o canal auditivo está limpo e acessível; não limpe o ouvido imediatamente antes da leitura uma vez que a mesma é afetada pela utilização de água quente ou fria.
- Depois de um esforço físico, de um banho ou de uma refeição, aguarde pelo menos trinta minutos antes de medir a temperatura de uma pessoa.
- Certifique-se sempre de que a sonda está limpa e sem danos.

OBSERVAÇÕES:

- Recomenda-se que a temperatura seja medida 3 vezes no mesmo ouvido. Se as 3 medições forem diferentes, tenha em conta a temperatura mais elevada.
- Antes da medição, mantenha-se num ambiente estável por 5 minutos e, durante 30, não faça exercício físico nem tome banho.
- Para evitar o risco de contaminação cruzada, limpe a sonda de acordo com as instruções de "Cuidados e limpeza" após cada utilização.
- Pessoas saudáveis apresentam temperaturas diferentes: nas diferentes partes do corpo, a diferença pode variar entre 0,2~1°C.
- O desvio clínico pode variar entre -0,5~ -0,7°C.
- Os limites de concordância são 1,02.
- A repetibilidade é 0,19°C.

ATENÇÃO: As crianças ou os animais podem asfixiar ao engolir peças pequenas ou pilhas; mantenha as peças pequenas e as pilhas longe do alcance de crianças e animais.

EMPARELHAR O TERMÔMETRO COM O SEU SMARTPHONE

- Descarregue a aplicação gratuita PIC HEALTH STATION do Google Play ou AppStore.
- Abra a aplicação PIC HEALTH STATION no seu smartphone. A versão v. 4.0 do Bluetooth® é automaticamente ligada.
- Certifique-se de que o termômetro está ligado.
- Procure o termômetro com a PIC HEALTH STATION e emparelhe o termômetro com o seu smartphone.
- Durante o emparelhamento, apenas o smartphone a emparelhar com o termômetro deve executar a aplicação PIC HEALTH STATION. Se ocorrer algum problema durante o emparelhamento, certifique-se de que nenhum outro smartphone está a executar a aplicação PIC HEALTH STATION ou reinicie o seu smartphone.

Lembre-se de que o termômetro só envia dados de temperatura quando ligado ao seu smartphone.

Todas as leituras de temperatura são automaticamente transferidas para o seu dispositivo móvel.

APÓS A MEDIÇÃO

- Desligar: Para aumentar a duração da pilha, o dispositivo desliga-se automaticamente depois de 1 minuto de inatividade.
- Limpe a sonda após cada utilização, de modo a garantir o rigor das leituras e a evitar a contaminação cruzada. (Para mais informações, consulte a secção de Limpeza e Armazenamento.)
- Lembre-se de colocar a tampa da sonda quando esta não estiver a ser utilizada.

FUNÇÕES

Indicação de febre

Se o termômetro detetar uma temperatura corporal $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ ($99,5^{\circ}\text{F}$), emitirá um sinal luminoso "vermelho". Ao mesmo tempo, ouvir-se-á um longo bip seguido de três breves bips que avisam o utilizador da possibilidade de febre; se a temperatura for $< 37,5^{\circ}\text{C}$, o sinal luminoso será "verde".

ATENÇÃO: Luz vermelha - convém vigiar a temperatura corporal. Em caso de dúvida sobre o estado da pessoa, procure aconselhamento médico.

MEMÓRIA

O termômetro permite memorizar 25 leituras de temperatura corporal.

★ Quando ligado, prima o botão "ON/MEM" para visualizar a temperatura armazenada com o símbolo . Lembre-se de que os dados guardados na memória do termômetro não são enviados para a aplicação.

SELETOR °C/°F

Em modo "Power off", Prima demoradamente o botão "MEASURE" e, depois, prima e solte imediatamente o botão "ON/MEM". Após 3 segundos, o símbolo "°C" muda para "°F". (O procedimento para voltar ao modo "°C" é o mesmo)

MODO MUTE

O alarme do dispositivo está ligado; pode ligar/desligar o alarme no modo Mute.

Quando ligado, prima continuamente o botão "ON/MEM" durante 3 segundos. O símbolo piscará no visor LCD. Solte então o botão "ON/MEM" para passar ao modo MUTE. Desta forma, deixará de ouvir os bips. Para desligar a função Mute, efetue o mesmo procedimento.

NOTA: Se continuar a premir o botão "ON/MEM" durante 5 segundos depois de o símbolo piscar, o dispositivo será desligado SEM definir a função Mute.

Bluetooth®

Os dados de temperatura são automaticamente enviados para o dispositivo através do Bluetooth® v. 4.0

ESPECIFICAÇÕES

- Conformidade com as normas ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56, IEC/EN60601-1-2(CEM), IEC/EN60601-1(Segurança), ISO10993, restrição do uso de determinadas substâncias perigosas
- Intervalo de medição da temperatura:** $34\sim 42,2^{\circ}\text{C}$ ($93,2\sim 108^{\circ}\text{F}$)
- Intervalo de funcionamento:** $10\sim 40^{\circ}\text{C}$ ($50\sim 104^{\circ}\text{F}$), 15%~85% RH
- Temperatura de armazenamento/transporte:** Armazenado a uma temperatura ambiente entre $-20\sim +50^{\circ}\text{C}$, RH $\leq 85\%$ $800\sim 1013\text{ hPa}$
- Pressão atmosférica:** $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($0,4^{\circ}\text{F}$) entre $35\sim 42^{\circ}\text{C}$ ($95\sim 107,6^{\circ}\text{F}$), $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($0,5^{\circ}\text{F}$) noutros intervalos.
- Pilha:** Uma pilha de lítio (CR2032 *1pc)
- Classe de proteção:** IP54
- Nível IP54:** Proteção contra salpicos e poeira.
- Dimensões:** $143,16 \times 39,91 \times 5,86\text{ mm}$
- Peso:** 75,7 gramas incluindo a pilha
- Duração da pilha:** Cerca de 2 000 leituras contínuas.
- Vida útil estimada:** 4 anos
- Módulo BT:** nRF51822
- Frequência:** 2,402 ~ 2,480 GHz
- Faixa de potência de saída:** $\leq 4\text{ dBm}$
- Bluetooth® & Função de indicação de febre & memória e seletor °C/°F.
- Este termômetro converte a temperatura auricular no seu "equivalente oral" (de acordo com o resultado da avaliação clínica para obter o valor de desvio).

ATENÇÃO:

- O dispositivo não deve ser mergulhado em nenhum líquido nem diretamente exposto a humidade.
- A utilização do termômetro de infravermelhos não tem restrições de género nem de idade.
- Este não é um produto AP ou AFG, o que significa que não deve ser utilizado com misturas de gases, ar, oxigénio ou óxido nítrico anestésicos inflamáveis ou explosivos.

CUIDADOS E LIMPEZA

ATENÇÃO: A sonda é a parte mais delicada do termômetro. Para evitar danos, proceda com cuidado quando limpar a lente.

- Após a medição, use um cotonete humedecido com álcool (concentração 70%) para limpar a lente (no interior da sonda).
- Deixe secar completamente a sonda durante pelo menos 1 minuto.
- Intervalo de temperatura de armazenamento: Deve ser armazenado a uma temperatura ambiente entre $-20\sim +50^{\circ}\text{C}$, RH $\leq 85\%$
- Mantenha a unidade seca, longe de líquidos e da luz solar direta.
- A sonda não deve ser mergulhada em líquidos.

*Nota: Se o dispositivo cair, verifique se está danificado. Em caso de dúvida, leve o dispositivo inteiro ao vendedor mais próximo, para recalibragem.

ATENÇÃO:

Se mantiver o termômetro na mão durante muito tempo, a sonda poderá apresentar uma leitura mais elevada da temperatura ambiente. Isto poderá resultar numa medição inferior da temperatura corporal.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

- Substituição da pilha -
- Este dispositivo é fornecido com uma pilha de lítio (CR2032x1).



- Retire o vedante de borracha na tampa do compartimento da pilha, usando uma pequena chave de fendas pontiaguda com a ponta em forma de "X".
- Desaperte o parafuso da tampa do compartimento da pilha.
- Com o polegar, empurre a tampa para fora.
- Segure o dispositivo e use a chave de fendas para retirar a pilha.
- Coloque a nova pilha sob o gancho metálico situado no lado esquerdo e prima o lado direito da pilha até ouvir um estalido.
- Volte a instalar a tampa do compartimento da pilha e a apertar o parafuso. Tape o orifício do parafuso com o vedante de borracha.

ATENÇÃO: O lado positivo (+) deve ficar para cima e o negativo (-) para baixo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Mensagem de Erro	Problema	Solução
Er	Erro 5~9, o sistema não está a funcionar bem.	Retire a bateria, aguarde 1 minuto e volte a colocá-la. Se a mensagem voltar a aparecer, contacte o seu revendedor.
Er1	Medição efetuada antes da estabilização do dispositivo.	Espere até que todos os símbolos deixem de piscar.
Er3	A temperatura ambiente não se encontra no intervalo entre 10°C e 40°C (50°F ~ 104°F).	Deixe o termômetro num quarto pelo menos durante 15 minutos à temperatura ambiente: entre 10°C e 40°C (50°F ~ 104°F).
H1	A temperatura lida é superior a $+42,2^{\circ}\text{C}$ (108°F)	Aguarde 5 minutos no mesmo local, à temperatura ambiente, abstendo-se nos 30 minutos anteriores, de realizar qualquer exercício físico ou tomar banho; antes de voltar a tirar a temperatura, certifique-se de que a lente está limpa. Se continuar a verificar anomalias no funcionamento, contacte o revendedor mais próximo.
Lo	A temperatura lida é inferior a $+34^{\circ}\text{C}$ ($93,2^{\circ}\text{F}$)	
1888 °C	Não é possível colocar o dispositivo pronto a funcionar.	Coloque uma nova pilha.

LEGENDA RELATIVA AOS SÍMBOLOS

	Marcação CE e Número de Identificação do Organismo Notificado. Significa que foram cumpridos os requisitos do Anexo II da Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos.		Significa que o dispositivo está sujeito à Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Para proteger o ambiente, o dispositivo deve ser entregue em centros de recolha adequados, de acordo com os regulamentos nacionais ou locais.
	Representante autorizado na União Europeia		Atenção
	Fabricante (manufacturer)		Parte aplicada tipo BF
	Reciclagem da pilha		Reciclagem do papel
IP54	Classificação do vedante contra a entrada de água e partículas.		A marca combinada Bluetooth®, Bluetooth® versão v.4.0
	Siga as instruções de utilização		Código de referência ao catálogo do produto ou número de catálogo
	Instruções para a utilização		Stand-by
LOT	Número de lote		Conformidade com a Diretiva 2014/53/UE

Declaração do fabricante sobre emissões eletromagnéticas		
O ThermoDiary EAR  02009196100000 destina-se a ser utilizado em ambiente eletromagnético (para cuidados de saúde domiciliar) especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do ThermoDiary EAR  02009196100000 deve assegurar que o aparelho seja utilizado neste tipo de ambiente.		
Testes de emissão	Conformidade	Ambiente eletromagnético - diretiva (para cuidados de saúde em ambiente doméstico)
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	O ThermoDiary EAR  02009196100000 usa energia de RF apenas para sua função interna. Por isso, as suas emissões de RF são muito baixas e é pouco provável que causem quaisquer interferências em equipamentos eletrônicos nas proximidades.
Emissões RF CISPR 11	Classe B	O ThermoDiary EAR  02009196100000 é adequado para uso em todos os locais, incluindo locais domésticos e os diretamente ligados à rede pública de fornecimento de energia de baixa tensão, que alimenta edifícios utilizados para fins domésticos.

Declaração do fabricante sobre imunidade eletromagnética			
O ThermoDiary EAR  02009196100000 destina-se a ser utilizado em ambiente eletromagnético (para cuidados de saúde domiciliar) especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do ThermoDiary EAR  02009196100000 deve assegurar que o aparelho seja utilizado neste tipo de ambiente.			
Teste de imunidade	Nível de teste da norma IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - diretiva (para cuidados de saúde em ambiente doméstico)
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contacto:±8 kV Ar±2 kV,±4 kV,±8 kV,±15 kV	Contacto:±8 kV Ar±2 kV,±4 kV,±8 kV,±15 kV	Os pisos devem ser de madeira, betão ou revestidos com ladrilhos cerâmicos. Se os pisos forem cobertos com material sintético, a humidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
Frequência de Potência (50, 60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz	30 A/m 50 Hz e 60 Hz	Os campos magnéticos da frequência de potência do ThermoDiary EAR  02009196100000 devem estar nos níveis característicos dum local típico num ambiente de cuidados de saúde domiciliar típico.
RF irradiada IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz	Distância de separação recomendada: d = 1,2 √P 80MHz para 800 MHz d = 1,2 √P 800MHz para 2,7 GHz d = 2,3 √P em que P corresponde à potência máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d à distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de transmissores de RF de campo fixos, tal como determinado por um levantamento eletromagnético do local, a deve ser inferior ao nível de conformidade em cada gama de frequência. Podem ocorrer interferências na proximidades de equipamentos marcados com o símbolo seguinte: 

NOTE 1 - A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o maior intervalo de frequência.
NOTA 2 - Essas diretivas podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

^{a)} As intensidades do campo de transmissores fixos, como estações base de radiotelefonias (telemóvel/cordless) e rádios móveis, radioamadores, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de TV não podem ser previstas teoricamente com exatidão. Para a avaliação do ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerado um levantamento eletromagnético do local. Se a intensidade do campo medida no local em que o ThermoDiary EAR  02009196100000 é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o ThermoDiary EAR  02009196100000 deve ser observado para verificar se funciona normalmente. Se for observado um desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais, como reorientar ou reposicionar o ThermoDiary EAR  02009196100000.

Declaração do fabricante sobre imunidade eletromagnética							
Especificações do teste para IMUNIDADE ABERTURA DO INVÓLUCRO para equipamentos de comunicação sem fio RF							
O ThermoDiary EAR  02009196100000 destina-se a ser utilizado em ambiente eletromagnético (para cuidados de saúde domiciliar) especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do ThermoDiary EAR  02009196100000 deve assegurar que o aparelho seja utilizado neste tipo de ambiente.							
Frequência de teste (MHz)	Banda ^{a)} (MHz)	Serviço ^{a)}	Modulação ^{b)}	Potência máxima (W)	Distância (m)	NÍVEL TESTE DE IMUNIDADE (V/m)	Nível de conformidade (V/m) (para cuidados de saúde domiciliar)
385	380 – 390	TETRA 400	Pulsação Modulação ^{b)} 18 Hz	1,8	0,3	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ±5 kHz desvio Seno 1 kHz	2	0,3	28	28
710	704 – 787	Banda LTE 13, 17	Pulsação modulação ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
745							
780							
810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda 5 LTE	Pulsação modulação ^{b)} 18 Hz	2	0,3	28	28
870							
930							
1 720	1 700 – 1 990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda 1,3, LTE 4, 25; UMTS	Pulsação modulação ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28	28
1 845							
1 970							
2 450	2 400 – 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda 7 LTE	Pulsação modulação ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28	28
5 240	5 100 – 5 800	WLAN 802.11 n/a	Pulsação modulação ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
5 500							
5 785							
NOTA: Se necessário, para atingir o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE, a distância entre a antena transmissora e o EQUIPAMENTO EM ou o SISTEMA EM pode ser reduzida a 1 m. A distância de teste de 1 m é permitida pela IEC 61000-4-3.							
a) Para alguns serviços, são incluídas apenas as frequências de ligação ascendente. b) O portador deve ser modulado usando um sinal de onda quadrada a 50% do ciclo de trabalho. c) Como alternativa à modulação FM, pode ser utilizada uma modulação de 50% da pulsação a 18 Hz porque, embora não represente a modulação real, seria o caso pior.							

Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis e o ThermoDiary EAR  02009196100000.			
O ThermoDiary EAR  02009196100000 destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético (para cuidados de saúde domiciliar) onde as interferências de RF irradiadas são controladas. O cliente ou o utilizador do ThermoDiary EAR  02009196100000 pode ajudar evitar a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis (transmissores) e o ThermoDiary EAR  02009196100000 conforme recomendada abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.			
Potência de saída máxima nominal do transmissor W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor M		
	150 kHz a 80 MHz d = 1,2 √P	80 MHz a 800 MHz d = 1,2 √P	800 MHz a 2,7 GHz d = 2,3 √P
0,01	N/A	0,12	0,23
0,1	N/A	0,38	0,73
1	N/A	1,2	2,3
10	N/A	3,8	7,3
100	N/A	12	23
Para transmissores com potência máxima de saída não indicada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser calculada utilizando a fórmula aplicável à frequência do transmissor, em que P corresponde à potência máxima de saída nominal do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor. NOTA 1 - A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de frequência mais alto. NOTA 2 - Essas diretivas podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE:
O abaixo assinado RADIANT INNOVATION INC declara que o presente tipo de equipamento de rádio  02009196100000 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, da Diretiva 93/42/CEE e da Diretiva 2011/65/UE (RoHS). O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.radiantek.com.tw/download/certifications.asp>

 **Este produto é conforme à Diretiva 2012/19/UE**
O símbolo do lixo com a barra contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a sua vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixo domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhagens elétricas e eletrônicas ou entregue ao revendedor onde for comprada uma nova aparelhagem equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado para a reciclagem, o tratamento e a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixo, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

 **CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 2006/66/CE**
O símbolo do lixo com a barra contido nas pilhas ou na embalagem do produto indica que, no final da sua vida útil, não devem ser eliminadas como resíduo urbano. Devem ser eliminadas separadamente dos resíduos domésticos, seja através da sua entrega num local de recolha diferenciada para pilhas, seja através da sua devolução ao revendedor aquando da compra de pilhas semelhantes recarregáveis ou não recarregáveis. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contendor do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg=Mercúrio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas usadas nas estruturas apropriadas de recolha, por forma a facilitar o seu tratamento e reciclagem. A adequada recolha diferenciada para posterior encaminhamento das pilhas esgotadas para reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde humana e favorece a reciclagem das substâncias que compõem as pilhas. A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador comporta danos para o ambiente e a saúde humana. Para mais informações sobre os sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de resíduos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

NOTA:
• A marca comercial e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas por parte da PIKDARE está sujeita a licença.
• Google Play e o logótipo Google Play são marcas registadas propriedade da Google Inc.
• Apple e o logótipo Apple são marcas registadas propriedade da Apple Inc., registados nos Estados Unidos e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos Estados Unidos e noutros países.

 **ATENÇÃO:**
O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

• Em caso de problemas relativamente à configuração, à manutenção ou à utilização do aparelho, contacte o distribuidor local ou o número verde italiano 800 900 080.

 **ATENÇÃO:** Não realize manutenções e/ou repare o aparelho enquanto este estiver a ser utilizado! Qualquer outra manutenção/assistência/operação deve ser realizada exclusivamente por um centro de assistência PIC.

Data de fabrico: equivalente ao número de série (abra a tampa do compartimento da pilha, o número encontra-se no interior do dispositivo)
LOT: 10YYMMXXXX, data de fabrico do dispositivo: o segundo par de números do número de lote identifica o ano, o terceiro par o mês ([LOT](#)) 1016100001; 16=2016; 10 = Outubro)

Nota: O termómetro foi calibrado durante o fabrico. Em caso de dúvida sobre a exatidão das medições de temperatura, contacte o seu distribuidor local ou o número verde italiano 800 900 080.

 **ATENÇÃO:** Não são permitidas modificações neste equipamento

 Antes de utilizar, leia atentamente as seguintes instruções e conserve-as para futuras consultas.

 Parte aplicada tipo BF

GARANTIA
O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes. Em caso de problemas relativamente à configuração, à manutenção ou à utilização do aparelho, contacte o distribuidor local ou o número verde italiano 800 900 080. Atenção! Não realize manutenções e/ou repare o aparelho.