

Ficha Técnica

Nome de produto: Saco coletor e medidor de urina

REF: GT029-300 e GT029-310

Uso pretendido:

O saco coletor de urina é usado principalmente com cateter, ou seja, o conector interno do saco liga-se ao conector do cateter de drenagem; é usado para coletar e armazenar a urina de pacientes que estão em uroclepsia, coma após a operação, muitas vezes em paralisia de angrcura, ou acamados; Também pode ser usado com outros dispositivos para coletar a solução de drenagem da ferida.

Estrutura e desempenho

O saco de recolha de urina consiste em tampa, conector de porta de amostragem, tubo, peça de fixação, borracha isento de látex, clip de lençol, cadarço, gancho, copo com gotejamento, entrada de urina, filme de ar, saco de armazenamento de urina, orifício, tubo de drenagem, válvula de drenagem, etc. Tem um sistema de não retorno, que pode reduzir a probabilidade de refluxo de urina.

Especificações:

Medidor de urina 500mm com válvula antirefluxo

Gancho duplo universal e corda gancho

Saco de urina 2600mm com entrada de ar

Porta de amostragem auto-injeções com tampa

Tubo de entrada transparente de 10mmx150cm e com pinça lateral

Pinça de lençol de cama

Válvula de saída com torneira-T

Orifício rígido

Método de esterilização: óxido etileno

Validade:5 anos a partir da data de esterilização

FABRICANTE:

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.

Adress: 18F, No.1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, China

Email: greetmed6@china-greetmed.com

Http:// www.china-greetmed.com

EC REP:

Shangai Intenational holding Corp GmbH Europe

Adress: Eiffestrasse 80,20537 Hamburg Germany