

Ficha técnica

Sonda gástrica de PVC

As sondas Gástricas são compostas pelo conector e pelo tubo principal.

Tipo ou Tamanho: Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr22

Dimensões na tabela seguinte:

Tabela 1 :

Tamanho (Fr/Ch)	Mínimo I.D. (mm)	O.D. (mm)	Cumprimento Total (mm)	Cumprimento Efetivo (mm)
6	1.05	2 ± 0.1	1245 \pm 10 (Ponta aberta)	1215 \pm 10 (ponta aberta)
8	1.5	2.7 ± 0.1		
10	2	3.3 ± 0.15		
12	2.45	4.0 ± 0.15		
14	2.95	4.7 ± 0.2		
16	3.4	5.3 ± 0.2	800 \pm 10 (ponta fechada)	760 \pm 10 (ponta fechada)
18	3.9	6.0 ± 0.2		
20	4.3	6.7 ± 0.2		
22	1.05	7.3 ± 0.2		

Material: silicone

Validade: 5 anos

Descrição do produto

Sondas feitas de PVC para uso médico. Boa compatibilidade e resistência.

Uso: Permitem a sucção do conteúdo e gás do estomago através da ligação à máquina.

Precauções:

- Use o produto dentro da validade
- Não usar se a embalagem estiver aberta
- Para uso único

FABRICANTE:

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.

Adress: 18F, No.1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, China

Email: greetmed6@china-greetmed.com

Http:// www.china-greetmed.com

EC REP:

Shanghai Intenational holding Corp GmbH Europe

Adress: Eiffestrasse 80,20537 Hamburg Germany