

FICHA TECNICA

SMS (45 g/sq.m)

CODIGO	:	SMSL
PRODUTO	:	SMS é a marca de papel para esterilização da PMS Steripack, estas folhas são produzidos em conformidade com a Norma ISO 11607-1. O papel de esterilização SMSL da PMS Steripack está conforme os requisitos da Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens e 93/42/CE da regulamentação sobre dispositivos médicos
NORMAS	:	
UTILIZAÇÃO	:	A embalagem adequada é um passo muito importante para a garantia de esterilidade do material a esterilizar. Técnicas de embalagem adequadas e a correta utilização do material de embalagem visam fornecer uma barreira estéril durante e após o processo de esterilização. As folhas SMSL da PMS Steripack são usados para embalar os materiais a serem esterilizados, como as bandejas, kit's cirúrgicos, etc.... As folhas SMSL são preferidas em vez do tecido devido às menores estruturas de poros.
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	:	As folhas SMSL PMS-Steripack são projetadas para uso pelos métodos em vapor, óxido de etileno, formaldeído e esterilização VH ₂ O ₂ . As folhas SMSL moldam-se facilmente em torno de vários formatos e tamanhos de cassetes, permitindo excelente penetração de vários métodos de esterilização.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

PROPRIEDADES	METODO	UNID	VALOR	
PESO	WSP 130.1 (05)	g/m ²	45	
ESPESSURA	WSP 120.6 (05)	µm	350	
RESISTENCIA Á TENSÃO	WSP 110.4 (05)	N/5 cm	MD	97
			CD	54
ALONGAMENTO RUTURA	WSP 110.4 (05)	%	MD	123
			CD	118
PRESSÃO HIDROSTATICA	WSP 80.6 (05)	mm	450	

EMBALAGEM : As folhas SMSL da PMS Steripack são embaladas com as quantidades da tabela em baixo.

<u>Codigo Produto</u>	<u>Emb. interior</u>	<u>Folhas cartão</u>
SMSL 3030	200	800
SMSL 4040	200	600
SMSL 4545	200	400
SMSL 5050	200	400
SMSL 6060	100	200
SMSL 7575	125	125
SMSL 9090	100	100
SMSL 100100	100	100
SMSL 120120	50	50
SMSL 130150	50	50
SMSL 150150	50	50



PMSSteripack®

PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi San. ve Tic A.Ş
pms@pmsmedikal.com